


No más muertes por atragantamiento.

El dispositivo portátil LifeVac® fue diseñado para ayudar a aquellas personas que sufren obstrucción de la vía aérea (asfixia) por atragantamiento.

Su diseño patentado cuenta con una válvula que impide que el aire salga por la mascarilla, evitando que el objeto sea empujado más adentro. Lo anterior permite crear un efecto de vacío que facilita la extracción de cualquier objeto.

Es muy sencillo de utilizar, simplemente coloque el dispositivo con la mascarilla sobre la cara de la víctima, presione y jale el mango para desatorar el objeto.

Tan fácil como



Este dispositivo puede salvar una vida.



Seguridad para su entorno.



El dispositivo LifeVac® es ideal para tenerlo en casa, para la oficina, casas de descanso, restaurantes, escuelas, guarderías, casas para cuidado de adultos mayores, fábricas, hospitales, centros comerciales, cines, aeronaves, trenes, autobuses, aeropuertos, clubes deportivos, gimnasios, consultorios, etc.



Su diseño impide empujar el objeto hacia adentro

Tres presentaciones para satisfacer diferentes necesidades



El EMS Kit contiene:
1 Dispositivo LifeVac
1 Mascarilla adulto
1 Mascarilla pediátrica
1 Instrucciones de uso



El Home Kit contiene:
1 Dispositivo LifeVac
1 Mascarilla adulto
1 Mascarilla pediátrica
1 Mascarilla adulto de práctica
1 Instrucciones de uso
1 Hoja de recomendaciones



El Travel Kit contiene:
1 Dispositivo LifeVac
1 Mascarilla adulto
1 Mascarilla pediátrica
1 Instrucciones de uso
1 Estuche de traslado

¡Llámenos hoy mismo para distribuir LifeVac en su país!

